

N Monteringsanvisning
Rammeforlenger Netti I/II/III

GB Mounting Description
Frame extender Netti I/II/III

Artikkelnr. / Item no. / Artikel nr.

20824

D Montageanleitung
Rahmenverlängerung Netti I/II/III

N Verktøy: 2x 17 mm & 2x24 mm fastnøkler
1. Finn ønsket posisjon for rammeforlengeren.
2. Montør rammeforlengeren som beskrevet i tegning nedenfor.

GB Tools: 2x17 mm & 2x24 mm open-end spanners
1. Find required position for the frame extender.
2. Mount the frame extender as shown in drawing below.

DE Werkzeuge: 2x17 mm & 2x24 mm Maulschlüssel
1. Finden Sie die von Ihnen gewünschte Position für die Rahmenverlängerung.
2. Montieren Sie die Rahmenverlängerung wie im Bild unten gezeigt.

